

## Kaatoaltaat

Kaatoallas 3180 on seinään kiinnitettävä, reunahuuhtelulla varustettu allas, joka sopii hyvin laboratorioiden eritteiden ja pienten kudokappaleiden huuhtomiseen viemäriin. Allas huuhdellaan painonappihanana avulla.

Altaat 3181 ja 3182 on tarkoitettu asennettavaksi allas-, työpöytä- tai vetokaappitasoon. Mekaanisen huuhtelun ohella voidaan käyttää kosketusvapaata mekanismia.

Nesteille ja suuremmille kiinteille viemärikelpoisille jätteille suositellaan kaatoklosettia.



### Tekniset tiedot

Mallit	3180 Kaatoallas painonappihuuhtelu 3181 Pöytään asennettava kaatoallas painonappihuuhtelu 3182 Pöytään asennettava kaatoallas kosketusvapaa huuhtelu
Materiaali	Haponkestävä teräs AISI 316
Mallien altaan mitat (leveys x syvyys x korkeus)	3180 400x400x270 mm 3181 Ø250x300mm 3182 Ø250x300mm
Varusteet	3180 saranoitu astiariilä 3181 saatavana irtokansi 3182 saatavana irtokansi Muovinen hajulukko
Liitännät	Kylmävesiliitäntä DN15-liitos (4,0–8,0 bar paine) 3180: viemäriiliitäntä DN70 3181 ja 3182: 1 ½ tuuman ulkokierre
Huuhteluventtiili	Mallista riippuen Käsi­käyt­­töinen Franke Aqualine AQRM464 Kosketusvapaa Franke Protronic AQUA402
Asennus	3180 asennuskorkeus: yläkannakkeet (2 kpl) noin 900mm (kiinnitysväli 180mm), alakannake 320mm yläkannakkeiden alapuolella keskellä seinäkiinnitys ruuveilla vesi- ja viemäri­liitännät
Valmistaja	KAVIKA OY, Tempo 4, 04430 Järvenpää, puh. 09 8362 0055, kavika@kavika.fi, www.kavika.fi