

### Instrumenttivaunu

Leikkaussalitarvikkeiden ja instrumenttien kuljetusvaunu soveltuu ISO-standardin mukaisten laatikoiden ja sterilointikorien sekä containereiden kuljetukseen välinehuollon steriilivaraston ja leikkaussalin välillä.

Vaunun rakenne on modulaarinen ja säädettävissä käyttötärpeen mukaan. Teleskooppikiskoille voidaan sijoittaa RST-hyllyjä sekä muovi- tai RST-lankakoreja. Vaunussa on neljä ergonomista työntökahvaa, puskurikehä sekä kestävät, kevyesti rullaavat pyörät.

Vaunun lasiovet kääntyvät 270 astetta ja lukittuvat vaunun sivuille. Vaunu voidaan pestä ja desinfioida vaununpesukoneessa.

Vaunu on saatavissa myös erikoismitoilla ja teräsosilla.



#### Tekniset tiedot

Materiaalit	Ruutumaton teräs AISI 304 Ovet karaistua lasia, magneettikiinnitys
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	785x550x1490mm
Paino	60,8 kg
Kuormitus	100kg Erikoisrakenne raskaalle kuormalle
Varusteet	Pyörät, 125mm, huoltovapaat, 2/4 lukittavia Työntökahvat Puskuriirengas
Lisävarusteet	Irrotettavat teleskooppijohteet, korkeudensäätö 50mm välein Hyllyt AISI 304: 600x400mm Korit, polykarbonaatti, konepestävät: 600x400x50mm 600x400x100mm 600x400x200mm Jakajat, kortinpidikkeet ja kortit koreihin RST lankakorit: 600x400x109mm 600x400x185mm
Valmistaja	KAVIKA OY, Tempo 4, 04430 Järvenpää, puh. 09 8362 0055, kavika@kavika.fi, www.kavika.fi