

Terveydenhuollon kuljetus- ja instrumenttivaunut

Terveydenhuollon vaunumallisto on suunniteltu ISO-standardin mukaisten tarvikkeiden kuljetukseen ja säilytykseen.

Instrumenttivaunu voidaan korien ohella varustaa myös teleskooppikiskoille asetettavilla hyllyillä. Lasiovet avautuvat 270 astetta ja ne voidaan lukita auki-asentoon esimerkiksi vaunupesukonetta varten. Instrumenttivaunussa on ergonomiset, vertikaaliset työntökahvat, jolloin kukin käyttäjä saa työntöotteen itselle sopivalta korkeudelta.





Painavampien instrumenttien kuljetukseen soveltuu 1-tasoinen instrumenttivaunu työntökahvalla.

Kaikissa vaunuissa käytetään Mannerin 125mm halkaisijan Tango-pyörää ja korimallien vaunuihin työntökahva voidaan sijoittaa myös vertikaalisti.

Vaunuja on saatavana erikoismitoilla ja varusteilla.



1-tasoinen instrumenttivaunu, jossa akkukäyttöinen korkeudensäätö

<p>Instrumenttivaunu kiskoilla ja lasiovilla</p> <ul style="list-style-type: none"> • mitat: 785x550x1490mm • paino 61kg • teleskooppikisko S400 mm • kapasiteetti 100kg • RST tasohylly • koreja, kirkas, PC, 600x400mm eri korkeuksin, jakajat 	
<p>Avokorivaunu johteilla</p> <ul style="list-style-type: none"> • mitat: 1350x620x 1750 mm • kolme pystysaraketta 400x600 mm koreille • johteet per sarake ylhäältä lukien 2 kpl 50 mm, 2 kpl 100 mm ja 4 kpl 200 mm korille 	
<p>Umpikorivaunu johteilla</p> <ul style="list-style-type: none"> • mitat: 980x660x1744mm • työntökahvan korkeus 1150mm • johteet 120mm välein koreille 400x600mm • 6 kpl ritilähyllyjä • teräs- tai lasiovin • myös leveillä hyllyillä ilman väliseinää 	 <p><small>Lasiovet koostuvat lasi- tai hiekineräpinnoilla. Johteet 600x400mm hyllyleikanteilla.</small></p>
<p>1-tasoinen instrumenttivaunu työntökahvalla</p> <ul style="list-style-type: none"> • mitat: 800x550mm • sähköinen nostin 900-1300mm 	
<p>Valmistaja</p>	<p>KAVIKA OY, Tempo 4, 04430 Järvenpää, puh. 09 8362 0055, kavika@kavika.fi, www.kavika.fi</p>