

Pakkauspöytä

Pakkauspöytä soveltuu erinomaisesti välinehuoltoon steriloitujen tarvikkeiden ja välineiden pakkaukseen. Materiaaleina on käytetty ruostumatonta terästä sekä työtasossa komposiittia tai laminaattia. Rst-osat ovat pulverimaalattavissa ja komposiitin ja laminaatin väri on valittavissa.

Suunnittelussa kiinnitetty erityistä huomiota hyvään työergonomiaan. Korkeussäädettävä pakkauspöytä on säädettävissä optimaaliseen työskentelykorkeuteen. Työergonomia on otettu huomioon myös printeri- ja säilytyshyllyjen sekä näppäimistö- ja monitoritasojen sijoittelussa ja säätömahdollisuuksissa.

Lisävarusteena pakkauspöytään voidaan asentaa himmennettäviä valaisimia sekä pöydän päälle että sivuille. Tekniset liitännät kuten data, pistorasiat ja paineilma ovat valinnaisia lisävarusteita, joiden määrä ja sijainti voidaan suunnitella kuhinkin kokonaisuuteen käyttötärpeen mukaisesti.



Tekniset tiedot

Malli	Pakkauspöytä
Materiaalit	Runko ruostumaton teräs AISI 304 Taso materiaali valinnainen (laminaatti, komposiitti, RST)
Leveys	1800-2200 mm (erikoisleveydet mahdollisia)
Syvyys	800-1000 mm (erikoissyvytydet mahdollisia)
Työtason korkeus	Sähköisesti korkeussäädettävä 700 – 1100 mm
Haalausmitta	leveys+200 x syvyys+100 x 2100 mm
Rakenteissa huomioidut standardit ja direktiivit	EN 60204-1 Sähköturvallisuus EN 12100 Koneturvallisuus Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU EMC-Direktiivi 2014/30/EU Konedirektiivi 2006/42/EY
Vakiovarusteet	Sähköinen korkeussäätö
Lisävarusteet	Erilaiset valaisimet Hyllyt jakajineen ja ottolaatikot Näppäin- ja monitoritelineet Tekniset liitännät: data, pistorasiat, paineilma yms. Vetotasot, tulostintasot, kaapit, laatikostot, jäteaukot vaunuineen Paineilmapistoolit suuttimieen
Sähköliitokset	230 V, 1N, 50 Hz, 10 A pistotulpalla (korkeussäätö ja valaisimet) mahdollisille pistorasioille oma kytkentärasia (230 V, 1N, 50 Hz, 16 A)
Valmistaja	Kavika HealthCare Oy, Mursketie 6, 15860 Hollola, contact@kavikahealthcare.fi, kavikahealthcare.fi