

## Apuvaunut APU3 / APU3K

Apuvaunut on hoitajien kanssa yhteistyössä suunnitellut kätevät pikkuvaunut.

APU3 vaunu on kolmella tasolla oleva kompaktin kokoinen apuvaunu, jossa helppo säilyttää tai kuljettaa pieniä määriä tavaraa. Kätevä välinekisko esimerkiksi käsihuhdepullotelineelle.

APU3K on kahdesta korista ja pöytätasosta rakennettu apuvaunu. Koreissa kulkee mukana tarvittavat välineet ja pöytätaaso toimii hyvänä valmistelualustana esimerkiksi katetrintarvikkeille.

Vaunut toimitetaan käyttövalmiiksi kasattuina. Vaunuissa on tukeva ja käyttöä kestävä hitsattu runko pyöreästä putkesta. Kaikissa rakenteissa on pyritty terävien ja leikkaavien särmien eliminointiin sekä pintojen helppoon puhdistettavuuteen. Vakio pyörinä käytämme huoltovapaita Manner Tango 125 mm pyöriä, joista 2/4 on lukittavia.

Apuvaunu voidaan valmistaa myös sähkökiillotettuna puhdastiloihin.



**TEKNISET TIEDOT**

Materiaali	Ruostumaton teräs AISI 304
Mallit	APU3 3 tasoa, kahva, välinekisko APU3K 1 taso, 2 koria (300x400x100 mm ja 300x400x200 mm), kahva
Mitat	APU3 360 x 460 x 1000/1135 mm APU3K 360 x 460 x 1000/1135 mm
Varusteet	Vaunut toimitetaan käyttövalmiiksi kasattuina, vakio pyörinä Manner Tango 125 mm, joista 2/4 on lukittavia.
Lisävarusteet	Konepesun kestävät pyörät Antistaattiset pyörät Autoklaavin kestävät pyörät sekä APU3K vaunuun Kirkas APS kori 300 x 400 x 100 mm Kirkas APS kori 300 x 400 x 200 mm
Valmistaja	Kavika HealthCare Oy