

## Hyllyvaunut

Hyllyvaunut valmistetaan joko ruostumattomasta tai haponkestävästä teräksestä käyttötarkoituksen mukaan.

Vakiovaunuja saatavana kiinteillä tai korkeussäädettävillä hyllyillä. Hyllyjen määrä aina asiakkaan tarpeen mukaan.

Vaunut toimitetaan käyttövalmiiksi ka-sattuina. Vaunuissa on tukeva ja käyttöä kestävä hitsattu runko neliöputkesta. Kai-kissa rakenteissa on pyritty terävien ja leikkaavien särmien eliminoimiseen sekä pintojen helppoon puhdistettavuuteen. Vakio pyörinä käytämme huoltovapaita Manner Tango 125 mm pyöriä, joista 2/4 on lukittavia.



### TEKNISET TIEDOT

Materiaali	Ruostumaton teräs AISI 304 Haponkestävä teräs AISI 316
Mallit ja mitat	HYLLYVAUNUT Kiinteä Kiinteät hyllyt Hyllyjen määrä asiakkaan tarpeen mukaan HV5 560 x 550 x 1630 mm HV8 800 x 550 x 1630 mm HV10 1100 x 550 x 1630 mm  HYLLYVAUNUT Korkeussäädettävä Ylä- ja alahylly kiinteä, keskimmäiset korkeussäädettäviä Hyllyjen määrä asiakkaan tarpeen mukaan HV63KS 450 x 650 x 1000 mm HV10KS 600 x 1100 x 1520 mm
Varusteet	Vaunut toimitetaan käyttövalmiiksi kasattuina, vakio pyörinä Manner Tango 125 mm, joista 2/4 on lukittavia.
Lisävarusteet	konepesun kestävät pyörät antistaattiset pyörät autoklaavin kestävät pyörät
Valmistaja	Kavika HealthCare Oy