

## Instrumenttivaunut

Instrumenttivaunut valmistetaan joko ruostumattomasta tai haponkestävästä teräksestä käyttötarkoituksen mukaan.

Vaunussa on taso instrumenteille, työntökahva sekä sähköinen nostin akulla.

Vaunut toimitetaan käyttövalmiiksi ka-sattuina. Vaunuissa on tukeva ja käyttöä kestävä hitsattu runko neliöputkesta. Kaikissa rakenteissa on pyritty terävien ja leikkaavien särmien eliminoimiseen sekä pintojen helppoon puhdistettavuuteen. Vakio pyörinä käytämme huoltovapaita Manner Tango 125 mm pyöriä, joista 2/4 on lukittavia.



## TEKNISET TIEDOT

Materiaali	Ruostumaton teräs AISI 304 Haponkestävä teräs AISI 316
Malli	Instrumenttivaunu IV Kahva, sähköinen nostin akulla
Mitat	860 x 550 x 700-1000 mm
Varusteet	Vaunut toimitetaan käyttövalmiiksi kasattuina, vakio pyörinä Manner Tango 125 mm, joista 2/4 on lukittavia.
Lisävarusteet	konepesun kestävät pyörät antistaattiset pyörät autoklaavin kestävät pyörät
Valmistaja	Kavika HealthCare Oy