

## Kaatoaltaat 3180 / 3181 / 3182

Kaatoallas 3180 on seinään kiinnitettävä, reunahuuhtelulla varustettu allas, joka sopii hyvin laboratorioiden eritteiden ja pienten kudospaleiden huuhtomiseen viemäriin. Allas huuhdellaan painonappihanalla.

Altaat 3181 ja 3182 on tarkoitettu asennettavaksi allas-, työpöytä- tai vetokaappitasoon. Mekaanisen huuhtelun ohella voidaan käyttää kosketusvapaata mekaniikkaa.

Nesteille ja suuremmille kiinteille viemärikelpoisille jätteille suositellaan kaatoklosettia.



### TEKNISET TIEDOT

Mallit	3180 Kaatoallas painonappihuuhtelu 3181 Pöytään asennettava kaatoallas painonappihuuhtelu 3182 Pöytään asennettava kaatoallas kosketusvapaa huuhtelu
Materiaalit	Haponkestävä teräs AISI 316
Mallien altaan mitat (leveys x syvyys x korkeus)	3180 400x400x270 mm 3181 Ø250x300mm 3182 Ø250x300mm
Varusteet	Muovinen hajulukko 3180 saranoitu astiaritilä
Lisävarusteet	3181 irtokansi 3182 irtokansi
Liitännät	Kylmävesiliitäntä DN15-liitos (1,0–4,0 bar paine) 3180: viemäriiliitäntä DN70 3181 ja 3182: 1 ½ tuuman ulkokierre
Huuhteluventtiili	Mallista riippuen Käsi­käyttöinen Franke Aqualine AQRM464 Kosketusvapaa Franke Protronic AQUA402
Asennus	3180 asennuskorkeus: yläkannakkeet (2 kpl) noin 900mm (kiinnitysväli 180mm), alakannake 320mm yläkannakkeiden alapuolella keskellä seinäkiinnitys ruuveilla vesi- ja viemäri­liitännät
Valmistaja	Kavika HealthCare Oy