


## TARVIKEVAUNUT

### avovaunu

Vaunut toimitetaan käyttövalmiiksi ka-sattuina. Vaunuissa on tukeva ja käyttöä kestävä hitsattu runko neliöputkesta. Kai-kissa rakenteissa on pyritty terävien ja leikkaavien särmien eliminoimiseen sekä pintojen helppoon puhdistettavuuteen.

Vakio avovaunuja on saatavana yksi-, kaksi- ja kolme sarakkeisina. Vaunun päällä on pölysuoja. Pystysarakkeet on mitoitettu 400x600 mm koreille, korit eivät kuulu vaunun varustukseen. Vakio pyörinä käytämme huoltovpaita Man-ner Tango 125 mm pyöriä, joista 2/4 on lukittavia.



**TEKNISET TIEDOT**

Materiaali	Ruostumaton teräs AISI 304
Mallit ja mitat	TAVO1 504 x 764 x 1660 mm 1 pystysarake TAVO2 939 x 764 x 1660 mm 2 pystysaraketta TAVO3 1400 x 764 x 1660 mm 3 pystysaraketta
Varusteet	Vaunut toimitetaan käyttövalmiiksi kasattuina, vakio pyörinä Manner Tango 125 mm, joista 2/4 on lukittavia.
Lisävarusteet	konepesun kestävät pyörät antistaattiset pyörät autoklaavin kestävät pyörät toinen työntökahva törmäyssuojat (4kpl) kirkas APS kori 600 x 400 x 50 mm kirkas APS kori 600 x 400 x 100 mm kirkas APS kori 600 x 400 x 200 mm
Valmistaja	Kavika HealthCare Oy