

TARVIKEVAUNUT

lasiovilla

Vaunut toimitetaan käyttövalmiiksi ka-sattuina. Vaunuissa on tukeva ja käyttöä kestävä hitsattu runko neliöputkesta. Kai-kissa rakenteissa on pyritty terävien ja leikkaavien särmien eliminoimiseen sekä pintojen helppoon puhdistettavuuteen.

Vakio tarvikevaunua lasiovilla on saa-tavana yksi ja kaksi pystysarakkeisena. Vaunussa on poisnostettavat johteikot ja törmäyssuojat. Pystysarakkeet on mitoitettu 400x600 mm koreille, korit eivät kuulu vaunun varustukseen. Vakio pyörinä käytämme huoltovpaita Man-ner Tango 125 mm pyöriä, joista 2/4 on lukittavia.



TEKNISET TIEDOT

Materiaali	Ruostumaton teräs AISI 304
Mallit ja mitat	TLO1 715 x 480 x 1750 mm 1 pystysarake TLO2 960 x 680 x 1750 mm 2 pystysaraketta
Varusteet	Vaunut toimitetaan käyttövalmiiksi kasattuina, vakio pyörinä Manner Tango 125 mm, joista 2/4 on lukittavia.
Lisävarusteet	konepesun kestävät pyörät antistaattiset pyörät autoklaavin kestävät pyörät toinen työntökahva kirkas APS kori 600 x 400 x 50 mm kirkas APS kori 600 x 400 x 100 mm kirkas APS kori 600 x 400 x 200 mm
Valmistaja	Kavika HealthCare Oy