

Allasvaunut

Allasvaunut valmistetaan joko ruostumatomasta tai haponkestävästä teräksestä käyttötarkoituksen mukaan.

Vakiona neljä erikokoista allasta.

Vaunut toimitetaan käyttövalmiiksi ka-sattuina. Vaunuissa on tukeva ja käyttöä kestävä hitsattu runko neliöputkesta. Kaikissa rakenteissa on pyritty terävien ja leikkaavien särmien eliminoimiseen sekä pintojen helppoon puhdistettavuuteen. Vakio pyörinä käytämme huoltovapaita Manner Tango 100 mm pyöriä, joista 2/4 on lukittavia.



TEKNISET TIEDOT

Materiaali	Ruostumaton teräs AISI 304 Haponkestävä teräs AISI 316
Mallit ja mitat	A70 600 x 600 x 700 mm (allas 550x550x250) A100 600 x 600 x 700 mm (allas 550x550x350) A150 600 x 600 x 745 mm (allas 550x550x500) A200 800 x 600 x 745 mm (allas 750x550x500)
Varusteet	Vaunut toimitetaan käyttövalmiiksi kasattuina, vakio pyörinä Manner Tango 100 mm, joista 2/4 on lukittavia.
Lisävarusteet	konepesun kestävät pyörät antistaattiset pyörät autoklaavin kestävät pyörät
Valmistaja	Kavika HealthCare Oy