

## Kaatoaltaat 3180 / 3181 / 3182

Kaatoallas 3180 on seinään kiinnitettävä, reunahuuhtelulla varustettu allas, joka soveltuu laboratorioiden eritteiden ja pienten kuduskappaleiden huuhtomiseen viemäriin. Allas huuhdellaan painonappihanan avulla.

Altaat 3181 ja 3182 on tarkoitettu asennettavaksi allas-, työpöytä- tai vetokaappitasoon. Mekaanisen huuhtelun ohella voidaan käyttää kosketusvapaata mekanismia.

Nesteille ja suuremmille kiinteille viemärikelpoisille jätteille suositellaan kaatoklosettia.



**TEKNISET TIEDOT**

|                                                     |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mallit                                              | 3180 Kaatoallas painonappihuuhtelu<br>3181 Pöytään asennettava kaatoallas painonappihuuhtelu<br>3182 Pöytään asennettava kaatoallas kosketusvapaa huuhtelu                                |
| Materiaalit                                         | Haponkestävä teräs AISI 316                                                                                                                                                               |
| Mallien altaan mitat<br>(leveys x syvyys x korkeus) | 3180 400x400x270 mm<br>3181 Ø250x300mm<br>3182 Ø250x300mm                                                                                                                                 |
| Varusteet                                           | Muovinen hajulukko<br>3180 saranoitu astiaritilä                                                                                                                                          |
| Lisävarusteet                                       | 3181 irtokansi<br>3182 irtokansi                                                                                                                                                          |
| Liitännät                                           | Kylmävesiliitäntä DN15-liitos (1,0–4,0 bar paine)<br>3180: viemäriiliitäntä DN70<br>3181 ja 3182: 1 ½ tuuman ulkokierre                                                                   |
| Huuhteluventtiili                                   | Mallista riippuen<br>Käsiikäyttöinen Franke Aqualine AQRM464<br>Kosketusvapaa Franke Protronic AQUA402                                                                                    |
| Asennus                                             | 3180 asennuskorkeus: yläkannakkeet (2 kpl) noin 900mm (kiinnitysväli 180mm), alakannake 320mm yläkannakkeiden alapuolella keskellä seinäkiinnitys ruuveilla<br>vesi- ja viemäriiliitännät |
| Valmistaja                                          | Kavika HealthCare Oy                                                                                                                                                                      |