


Kirurgien käsienpesualtaat 7110 / 7111

Kirurgien käsienpesuallas on käytännöllinen ja hygieeninen ratkaisu. Altaan etureunan muoto ohjaa kyynärpäistä tippuvan veden altaaseen. Kiillotettu pinta ja pyöristetyt kulmat helpottavat altaan puhdistamista ja desinfiointia.

Altaita voidaan liittää myös sarjaan (mainittava tilauksen yhteydessä).



TEKNISET TIEDOT

Materiaali	Ruostumaton teräs AISI 304
Malli	7110 muotoiltu etureuna 7111 suora etureuna
Pintakäsittely	7110: Sähkökiillotus 7111: Hiottu, sähkökiillotus saatavilla
Altaan mitat (leveys x syvyys x korkeus)	1000x675x150mm
Varusteet	Pohjaventtiili (hajulukko ei sisälly toimitukseen)
Liitännät	Viemäriliitäntä
Asennus	Seinäkiinnitys
Valmistaja	Kavika HealthCare Oy