


TARVIKEVAUNUT

avovaunu

Vaunut toimitetaan käyttövalmiiksi kasattuina. Vaunuissa on tukeva ja käyttöä kestävä hitsattu runko neliöputkesta. Kaikissa rakenteissa on pyritty terävien ja leikkaavien särmien eliminointiin sekä pintojen helppoon puhdistettavuuteen.

Vakio avovaunuja on saatavana yksi-, kaksi- ja kolme sarakkeisina. Vaunun päällä on pölysuoja. Pystysarakkeet on mitoitettu 400x600 mm koreille, korit eivät kuulu vaunun varustukseen. Vakio pyörinä käytämme huoltovapaita Manner Tango 125 mm pyöriä, joista 2/4 on lukittavia.



TEKNISET TIEDOT

Materiaali	Ruostumaton teräs AISI 304
Mallit ja mitat	TAVO1 504 x 764 x 1660 mm 1 pystysarake TAVO2 939 x 764 x 1660 mm 2 pystysaraketta TAVO3 1400 x 764 x 1660 mm 3 pystysaraketta
Varusteet	Vaunut toimitetaan käyttövalmiiksi kasattuina, vakio pyörinä Manner Tango 125 mm, joista 2/4 on lukittavia.
Lisävarusteet	konepesun kestävät pyörät antistaattiset pyörät autoklaavin kestävät pyörät toinen työntökahva törmäyssuojat (4kpl) kirkas APS kori 600 x 400 x 50 mm kirkas APS kori 600 x 400 x 100 mm kirkas APS kori 600 x 400 x 200 mm
Valmistaja	Kavika HealthCare Oy