

TARVIKEVAUNUT

lasiovilla

Vaunut toimitetaan käyttövalmiiksi kasattuina. Vaunuissa on tukeva ja käyttöä kestävä hitsattu runko neliöputkesta. Kaikissa rakenteissa on pyritty terävien ja leikkaavien särmien eliminointiin sekä pintojen helppoon puhdistettavuuteen. Lasiovista tarvikevaunua on vakiona saatavilla yhdellä ja kahdella pystysarakkeella.

Vaunussa on poisnostettavat johteikot ja alakulmissa törmäyssuojat. Pystysarakkeet on mitoitettu 400x600 mm koreille, korit eivät kuulu vaunun varustukseen. Vakio pyörinä käytämme huoltovapaita Manner Tango 125 mm pyöriä, joista 2/4 on lukittavia.



TEKNISET TIEDOT

Materiaali	Ruostumaton teräs AISI 304
Mallit ja mitat	TLO1 715 x 480 x 1750 mm 1 pystysarake TLO2 960 x 680 x 1750 mm 2 pystysaraketta
Varusteet	Vaunut toimitetaan käyttövalmiiksi kasattuina, vakio pyörinä Manner Tango 125 mm, joista 2/4 on lukittavia.
Lisävarusteet	konepesun kestävät pyörät antistaattiset pyörät autoklaavin kestävät pyörät toinen työntökahva kirkas APS kori 600 x 400 x 50 mm kirkas APS kori 600 x 400 x 100 mm kirkas APS kori 600 x 400 x 200 mm
Valmistaja	Kavika HealthCare Oy