

TARVIKEVAUNUT

teräsovilla

Vakio tarvikevaunua teräsovilla on saatavana kahta kokoa. Vaunu sopii steriilitarvikevaunuksi. Siinä on irrotettavat johteikot, sen ovet ovat lukittavissa ja tiivisteelliset. Teräsovinen tarvikevaunu soveltuu puhdistettavaksi vaunupesukoneessa. Vaunussa on vakiona isompi 250 mm pyöräsarja, joka mahdollistaa vaunun helpomman siirrettävyyden. Sisäosa on muokattavissa koreille tai hyllyille, korit tai hyllyt eivät kuulu vaunun varustukseen.

Vaunut toimitetaan käyttövalmiiksi kasattuina. Vaunuissa on tukeva ja käyttöä kestävä hitsattu runko neliöputkesta. Kaikissa rakenteissa on pyritty terävien ja leikkaavien särmien eliminointiin sekä pintojen helppoon puhdistettavuuteen.



TEKNISET TIEDOT

Materiaali	Ruostumaton teräs AISI 304
Mallit ja mitat	Steriilitarvikevaunu TTOP 690 x 870 x 1070 mm TTOI 1140 x 870 x 1400 mm
Varusteet	Irrotettavat johteikot Lukittavissa Tiivisteellinen Vaunupesukoneessa pestävä Isompi Manner 250 mm pyöräsarja, joka mahdollistaa vaunun helpomman siirreltävyyden, 2/4 on lukittavia. Sisäosa muokattavissa koreille tai hyllyille Vaunut toimitetaan käyttövalmiiksi kasattuina
Lisävarusteet	konepesun kestävät pyörät antistaattiset pyörät autoklaavin kestävät pyörät toinen työntökahva törmäyssuojat (4kpl) kirkas APS kori 600 x 400 x 50 mm kirkas APS kori 600 x 400 x 100 mm kirkas APS kori 600 x 400 x 200 mm vetoaisa ja vetokoukku
Valmistaja	Kavika HealthCare Oy