

Kaatoaltaat 3180 / 3181 / 3182

Kaatoallas 3180 on seinään kiinnitettävä, reunahuuhtelulla varustettu allas, joka soveltuu laboratorioissa käsiteltävien eritteiden ja pienten kudospappaleiden huuhtomiseen viemäriin. Allas huuhteluaan painonappihanan avulla.

Kaatoaltaat 3181 ja 3182 on tarkoitettu asennettavaksi allas-, työpöytä- tai vetokaappitasoon. Reunahuuhtelun käynnistämiseen on valittavissa joko käyttöpainike tai käden liikkeen havaitseva tunnistin.

Nesteille ja suuremmille kiinteille viemärikelpoisille jätteille suositellaan kaatoklosettia.



Kaatoallas 3180



Kaatoallas 3182



Kaatoallas 3181

TEKNISET TIEDOT

Mallit	3180 Kaatoallas painonappihuuhtelu 3181 Pöytään asennettava kaatoallas, painonappihuuhtelu 3182 Pöytään asennettava kaatoallas, kosketusvapaa huuhtelu
Materiaalit	Haponkestävä teräs AISI 316
Mallien altaan mitat (leveys x syvyys x korkeus)	3180 400x400x270 mm 3181 Ø250x300mm 3182 Ø250x300mm
Varusteet	Muovinen hajulukko 3180 saranoitu astiaritilä 3181 ja 3182 imusuojaventtiili
Lisävarusteet	3181 irtokansi 3182 irtokansi
Vesi- ja viemäriliitännät	Kylmävesiliitännä DN15-liitos (1,0–4,0 bar paine) 3180: viemäriliitännä DN70 3181 ja 3182: 1 ½ tuuman ulkokierre
Sähköliitännät	3181 ja 3182 pistotulppa normaaliin pistorasiaan 3180 mekaaninen toiminta, ei sähköliitännää
Huuhteluventtiili	Mallista riippuen Käsiikäyttöinen Franke Aqualine AQRM464 Kosketusvapaa Franke Protronic AQUA402
Asennus	3180 asennuskorkeus: yläkannakkeet (2 kpl) noin 900mm (kiinnitysväli 180mm), alakannake 320mm yläkannakkeiden alapuolella keskellä seinäkiinnitys ruuveilla vesi- ja viemäriliitännät
Rakenteissa huomioitavat standardit ja direktiivit	EN 60204-1 Sähköturvallisuus EN 12100 Koneturvallisuus Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU EMC-Direktiivi 2014/30/EU Konedirektiivi 2006/42/EY
Valmistaja	Kavika HealthCare Oy